

サージトロンPellevé S5 おすすめセット内容紹介




設置イメージ

- サージトロンPellevé S5 本体 **IEC5P-ST**
- 電極類
 - 3ツボタンフィンガースイッチハンドピース **IEC-3FHPBD**
 - ディスポーザブル標準電極セット **DSEP40**
 - グライドセーフハンドピース&ケーブル **P215HPD**
 - IECバイポーラコード **IEC-DJX**
 - バイポーラ・フォーセップ **J1**
- IECディスポ対極板 **IEC-NPD**
- ダブルフットスイッチペダル **DF-FSC**
- サージeバック(吸煙装置) **SVD110**
- サージカート **H157**

※その他製品に関しては、総合カタログをご参照ください。

サージトロンPellevé S5 基本セット

 IEC-3FHPBD 3ツボタンフィンガースイッチハンドピース ※10本入	 IEC-NPD IECディスポ対極板 ※25枚入 (安全監視機能対応)
 DF-FSC ダブルフットスイッチペダル (切開/凝固)	 IEC-DJX IECバイポーラコード ※10本入

SURGITRON Pellevé S5 Specifications

機種	型式	サージトロン Pellevé S5
サイズ	重さ 外寸	11.8kg 24.1W×18H×41.9D cm
仕様モード 出力モード		モノポーラ・バイポーラ 純切開・混合・凝固・焼灼・バイポーラ
最大出力	500Ω	純切開モード：120W
発振周波数	モノポーラ バイポーラ	4.0MHz 1.7MHz
電磁波対策	EMC規格	適合 (IEC規格)
対極板アラーム 対極板監視機能 通電音 最大通電時間 通電OFFタイマー		警告音/警告表示 接続不備→モノポーラ出力遮断 各モード別トーン切替 60秒 (55秒/5秒トーン切替) 内蔵
出力スイッチ	フットスイッチ フィンガースイッチ	ダブルフットスイッチペダル(切開/凝固) 3ボタン式ON-OFF/フルオートモード切替 デジタル・スケール
出力表示		
安全機能		エラー表示 (セルフ診断)
モード切替	本体 フットスイッチ フィンガースイッチ	○ ○ ○
モノ・バイポーラ切替		AUTO
電源		AC100V (50/60Hz)
使用電力		330VA
高周波出力	純切開 混合切開 凝固 焼灼 バイポーラ	120W (500Ω) 90W (500Ω) 60W (500Ω) 40W (500Ω) 120W (200Ω)
発振回路		トランジスタ
出力回路		低周波フローティング型
回路チェック		AUTO
販売名		サージトロン
認証番号		219AIBZX00091000
クラス分類	クラスⅡ	管理医療機器 (特定保守管理医療機器)



ご使用に際しては、必ず取扱説明書をお読みいただき、警告や禁忌・禁止事項および 注意事項を必ず守り、正しくお使いください。

Note: Do not copy or distribute without written authorization from ellman International, Inc. and ellman-Japan, Co.Ltd.
おことわり: ellman International社および株式会社ellman-Japanの許可なく複写または配布することを禁じます。

株式会社 ellman-Japan

〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目8-33 5F
1-8-33 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka, Japan
TEL.06-6448-2511(代) FAX.06-6448-2522
<http://www.ellman.co.jp>

製造元: 米国 **Ellman® International, Inc.**
ISO13485 取得

●お問い合わせ ご注文は

担当

初版 2013. 04. 2500
第二版 2013. 07. 3000
改訂版 2014. 06. 700

モノポーラ電極 認証番号: 219AIBZX00096000 クラス分類Ⅱ
滅菌済モノポーラ電極 認証番号: 219AIBZX00095000 クラス分類Ⅱ
対極板 認証番号: 219AIBZX00099000 クラス分類Ⅱ

バイポーラ電極 認証番号: 219AIBZX00098000 クラス分類Ⅱ
滅菌済バイポーラ電極 認証番号: 219AIBZX00097000 クラス分類Ⅱ



80021026_カ37