


適応症例からみたRFナイフと一般的な電気メス、レーザーとの違い

JIS 規格「一般的な電気手術器（電気メス）」=200kHz-5MHz=切開 / 切除・凝固が可能



【資料提供】日本RF手術研究会

皮膚科

毛細血管拡張症／脱毛／疣贅上皮膚腫
脂漏性角化症／扁平母斑神経腫
隆起性病変腫瘍
単純黒子／黄色腫／膿瘍
基底細胞癌

眼科

霰粒腫／眼瞼下垂／黄色腫
眼瞼腫瘍／涙道閉塞／眼瞼母斑

形成外科

皮弁形成／植皮／ケロイド
陥入爪／バイオプシー／疣贅
基底細胞癌／デブリードマン
ポケット処理／乳房再建

手・足の外科

魚の目／フルンケル／陥入爪
神経腫／ガングリオン

耳鼻咽喉科

鼻出血／アデノイド切除
アレルギー性鼻炎
結節性声帯ポリープ／鼻炎／鼻茸
扁桃切除／扁桃剝離／扁桃摘出
口蓋垂切開／鼻瘤／鼓膜切開
口腔良性腫瘍／耳介良性腫瘍

産婦人科

コンジローム／スキーン腺炎
円錐組織切除／子宮ポリープ
子宮頸管炎／バイオプシー
子宮筋腫／子宮外妊娠

サージترونDUAL 基本セット



機種	型式	サージترون Dual EMC	モード切替	本体 フットスイッチ フィンガースイッチ	○ ○ ○
サイズ	重さ 外寸	8.2kg W22.8×H12.7×D33.7 cm	モノ・バイポーラ切替		AUTO
仕様モード 出力モード		モノポーラ・バイポーラ 純切開・混合・凝固・焼灼・バイポーラ	電源		AC100V (50/60Hz)
最大出力	500Ω	純切開モード: 90W	使用電力		330VA
発振周波数	モノポーラ バイポーラ	4.0MHz 1.7MHz	高周波出力	純切開 混合切開 凝固 焼灼 バイポーラ	90W(500Ω) 65W(500Ω) 45W(500Ω) 35W(500Ω) 90W(200Ω)
電磁波対策	EMC規格	適合 (IEC規格)	発振回路		トランジスタ
対極板アラーム 対極板監視機能 通電音 最大通電時間 通電OFFタイマー		警告音／警告表示 接続不備／モノポーラ出力遮断 各モード別トーン切替 60秒 (55秒/5秒トーン切替) 内蔵	出力回路		低周波フローティング型
出力スイッチ	フットスイッチ フィンガースイッチ	ダブルフットスイッチペダル (切開/凝固) 3ツボタン式ON-OFF/フルオートモード切替 デジタル・スケール	回路チェック		AUTO
出力表示			販売名		サージترون
安全機能		エラー表示 (セルフ診断)	認証番号		219AIBZX00091000
			クラス分類	クラス II	管理医療機器 (特定保守管理医療機器)



ご使用に際しては、必ず取扱説明書をお読みいただき、警告や禁忌・禁止事項および注意事項を必ず守り、正しくお使いください。



株式会社 ellman-Japan
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 8-33 5F
TEL:06-6448-2511 FAX:06-6448-2522
<https://www.ellman.co.jp>

おことわり：株式会社 ellman-Japan の許可なく複写または配布することを禁じます。

● お問い合わせ ご注文は

担当

サージترون
バイポーラ電極
モノポーラ電極
認証番号: 219AIBZX00091000 クラス II 管理医療機器 特定保守管理医療機器
認証番号: 219AIBZX00098000 クラス II 管理医療機器
認証番号: 219AIBZX00096000 クラス II 管理医療機器

滅菌済モノポーラ電極
対極板
認証番号: 219AIBZX00095000 クラス II 管理医療機器
認証番号: 219AIBZX00099000 クラス II 管理医療機器
製造元: 【米国】 Cynosure