



スロープ

【単位: cm】

スロープの選び方

| 使用状況 | 自力走行 | 非力な介助者 | 一般の介助者 | 最大適応段差 |
|-------|---------|----------|----------|------------|
| | 傾斜角度 5度 | 傾斜角度 8度 | 傾斜角度 10度 | 傾斜角度 15度 |
| | | | | |
| | 介助なしで使用 | 高齢者の方が介助 | 健常者の方が介助 | 通常に使用できる限界 |
| スロープ長 | 段差・高さ | 段差・高さ | 段差・高さ | 段差・高さ |
| 40cm | 3cm | 5cm | 6cm | 10cm |
| 65cm | 5cm | 9cm | 11cm | 15cm |
| 1.0m | 8cm | 13cm | 17cm | 24cm |
| 1.2m | 10cm | 16cm | 20cm | 30cm |
| 1.5m | 13cm | 20cm | 25cm | 37cm |
| 1.75m | 15cm | 24cm | 30cm | 43cm |
| 2.0m | 17cm | 27cm | 34cm | 50cm |
| 2.4m | 20cm | 33cm | 41cm | 60cm |
| 2.85m | 24cm | 39cm | 49cm | 73cm |

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。

ケアスロープJ/JC 詳細表 (P63)

【ケアスロープJ 組合せ・適応段差目安表】

| | | CS-150 | CS-175 | CS-200 | CS-240C | CS-285C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上端部スロープ種類 上端部適応段差目安 | 下端部スロープ種類 下端部適応段差目安 | 21cm(8°) ~26cm(10°) | 21cm(7°) ~26cm(9°) | 21cm(6°) ~26cm(8°) | 21cm(5°) ~26cm(6°) | 21cm(4°) ~26cm(5°) |
| | CS-150 | 38cm(8°) ~ 53cm(12°) | CSJ-300 | CSJ-325 | CSJ-350 | CSJ-390 |
| CS-175 | 41cm(8°) ~ 58cm(12°) | CSJ-325 | CSJ-350W | CSJ-375 | CSJ-415 | CSJ-460 |
| CS-200 | 44cm(8°) ~ 63cm(12°) | CSJ-350 | CSJ-375 | CSJ-400 | CSJ-440 | CSJ-485 |
| CS-240C | 50cm(8°) ~ 71cm(12°) | CSJ-390 | CSJ-415 | CSJ-440 | CSJ-480 | CSJ-525 |
| CS-285C | 56cm(8°) ~ 81cm(12°) | CSJ-435 | CSJ-460 | CSJ-485 | CSJ-525 | CSJ-570 |

【ケアスロープJC 組合せ・適応段差目安 / 必要設置寸法表】

| 品番 | 使用スロープ | 適応段差 | 傾斜角度 | 必要設置奥行寸法 | 必要設置幅寸法 |
|----------|---------|------|------|----------|---------|
| CSJC-150 | CS-150 | 30cm | 12° | 155cm以上 | 255cm |
| CSJC-175 | CS-175 | 30cm | 10° | | 280cm |
| CSJC-200 | CS-200 | 35cm | 10° | | 300cm |
| CSJC-240 | CS-240C | 40cm | 10° | | 340cm |
| CSJC-285 | CS-285C | 50cm | 10° | | 390cm |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。