

[単位: cm]

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

●オールアルミ4点支柱杖

株式会社 マキテック

重量:600g
耐荷重:80kg
握り径:φ35



ベース部:19×16

■品番:OT-500

オールアルミ
製のおしゃれ
な花柄で外出
するのが楽し
くなります。

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 100円/月 2割 200円/月 3割 300円/月 | レンタル料金 1,000円/月(非) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|

●コンパクトサイドケイン

幸和製作所

重量:1.3kg
耐荷重:100kg
握り径:φ28



■品番:HKS01

片マヒの方は
もちろん、ベ
ッドやトイレ
からの立ちあ
がり補助にも
使えます。

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 150円/月 2割 300円/月 3割 450円/月 | レンタル料金 1,500円/月(非) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|

●サイドウォーカー

Wheel Chair
Miki

重量:1.75kg
耐荷重:100kg
握り径:φ22



■品番:MRB-02031

立ちあがりの
支持や歩行バ
ランスを保つ
のに適してい
ます。

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 160円/月 2割 320円/月 3割 480円/月 | レンタル料金 1,600円/月(非) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|

●ロフトスタンドクラッチ(犬) 1本

CRYSTAL
HOME HEALTH CARE PRODUCTS

重量:650g
耐荷重:100kg
握り径:φ39



■品番:KR-97BA

前腕で支持す
ることにより身体
を支えます。プラス
チック樹脂製ア
ームカフの採用で
前腕にやさしくフ
ィットします。

| | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 50円/月 2割 100円/月 3割 150円/月 | レンタル料金 500円/月(非) |
|-------------|------------------------------------|---------------------|

●ロフトスタンドクラッチ 1本

株式会社 赤井

重量:530g
耐荷重:160kg
握り部:約2.5×4



■品番:No.2661


プラスチックカフ
ですので、温めて
カフを広げること
ができます。

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 110円/月 2割 220円/月 3割 330円/月 | レンタル料金 1,100円/月(非) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|

●合わせてパッチン 1本

MISSIN

重量:910g
握り径:φ40




■品番:TY156M

蝶ネジを外す
などの面倒な
作業がなくワ
ンタッチで握
り高さの調整
が可能です。

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ご利用者 負担額 | 1割 100円/月 2割 200円/月 3割 300円/月 | レンタル料金 1,000円/月(非) |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|

杖の長さの合わせ方


通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ってください。腕を真下に下ろした時の床から手首までの長さで合わせます。



杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例)右手で使用する場合
右手側:健側
左手側:患側



- ①グリップをしっかり握る。
- ②持ち上げて前へ出す。
- ③4つの脚先を接地させる。
- ④左足(患側)を前に出す。
- ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。