




# 床ずれ防止用具

## 身体状況から見た床ずれ防止用具の選び方

### 床ずれが発生するといわれる 圧力の基準値

体にかかる圧力が毛細血管圧(32mmHg)を超えると毛細血管が閉塞状態になり、皮膚組織には血が通わなくなり、壊死します。



この表はあくまで目安です。医師または専門相談員まで必ずご相談ください。

### 寝返りができる

- 汗をよくかく
- 身体の一部にマヒがある
- 痛みを訴えることができない
- リハビリの実施を指導されている
- 特殊な体位制限がある

### 日常的な寝返りが困難

- 局所(仙骨)に骨突出がある
- 身体(特に下肢)に拘縮がある
- 尿失禁・便失禁がある
- 食事を口から食べることができない
- 局所以外の身体に浮腫がある
- 30分以上背あげポジションを継続する
- 定期的な体位変換が行えない

## 静止型

夢柔カグラン・スイート(P27)	○	○	○				○													
アルファプラ L(P27)	○	○	○	○																
キュオラ(P27)	○	○	○	○																
アルファプラ F(P28)		○	○	○				○	○											
ナーセントコンタ(P28)	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○					
ナーシングラッグ マットレス(P28)	○	○	○	○				○	○			○	○	○						

## 圧切替型

ここちあ利楽(P29)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
ステージア(P29)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					
マイクロクライメイト ネクサスアイビー(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイクロクライメイト ビッグセルアイズ(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インフィニティ ビッグセル∞(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スコープライト(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オスカー(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ここちあ利楽 flow(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。  
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。