




歩行器

歩行器の使い方

固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。



- ①歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③持ち上げて前に出す。
- ④少しずつ移動する。

固定型



セーフティーアーム
ウォーカー・SS (P93)



セーフティーアーム
ウォーカー・スリム (P93)

キャスター付




セーフティーアーム
Vタイプウォーカー (P94)



セーフティーアームウォーカー
Cタイプ (P93)

キャスター付

脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。



- ①歩行器を前に出す。
- ②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
- ③身体を少しずつ移動する。

前輪360°



ハッピーミニ (P97)



ハッピーII (P97)



ハッピーIIトール
(P97)

握手

持ち運びに便利



ヘルシーワンキャンシット・
ヌーボー (P95) ヘルシーワンライト
カラフル (P95)



ヘルシーワンW (P95) レジェールキャンシット
(P95)



ヘルシーワンレジェール
(P95)

コンパクト&スリム



シンフォニーSP (P96)



シンフォニーSPスリム (P96)



アイルウォークα (P96)



アイルウォークライト (P96)



ティコブリトル
(P96)



ティコブリトルハイII
(P95)



ティコブリトルスリム
(P96)



セーフティーアーム
ローラータポケット (P97)

酸素ボンベ用



ティコブリトルボンベ (P101)

自動駐車ブレーキ付



ジスタ (P99)