

※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

歩行器スペック早見表

商品名	P	タイプ	品番	使用時最大サイズ					グリップ 内幅	タイヤ径(インチ)		重量 (kg)
				全幅	奥行き	高さ	調節段階	ピッチ		前	後	
セーフティーアームウォーカー	93	スタンダード	SAW	57.0	45.0	66.5 ~ 76.5	5段階	2.5	44.0	—	—	2.8
		ミニタイプ	SAWS	54.0	43.0	59.0 ~ 69.0	5段階	2.5	40.0	—	—	2.7
		ハイタイプ	SAWH	58.5	46.0	75.5 ~ 85.5	5段階	2.5	44.0	—	—	3.0
		SSタイプ	SAWSS	47.0	39.0	59.0 ~ 69.0	5段階	2.5	33.0	—	—	2.5
		スリムタイプ	SW5110	51.0	42.0	66.5 ~ 76.5	5段階	2.5	31.0	—	—	2.7
セーフティーアームウォーカーCタイプ	93	スタンダード	SAWC	57.0	51.0	71.5 ~ 81.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.1
		ミニタイプ	SAWCS	55.0	48.0	64.0 ~ 74.0	5段階	2.5	40.0	3.0	—	2.9
		ハイタイプ	SAWCH	58.5	51.0	80.5 ~ 90.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.3
		SSタイプ	SAWCSS	47.0	44.0	64.0 ~ 74.0	5段階	2.5	33.0	3.0	—	2.7
		スリムタイプ	SW5210	51.0	48.0	71.5 ~ 81.5	5段階	2.5	31.0	3.0	—	2.9
セーフティーアームウォーカーMタイプ	93	スタンダード	SAWM	62.0	54.0	73.5 ~ 83.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.5
		ミニタイプ	SAWMS	60.0	52.0	66.0 ~ 76.0	5段階	2.5	40.0	3.0	3.0	3.3
		ハイタイプ	SAWMH	64.0	54.0	82.5 ~ 92.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.7
		SSタイプ	SAWMSS	52.0	48.0	66.0 ~ 76.0	5段階	2.5	33.0	3.0	3.0	3.1
		スリムタイプ	SW5310	56.0	48.0	73.5 ~ 83.5	5段階	2.5	31.0	3.0	3.0	3.3
セーフティーアームウォーカーLタイプ	93	スタンダード	SAWL	63.0	57.0	79.5 ~ 89.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	3.8
		ミニタイプ	SAWLS	61.0	55.0	72.0 ~ 82.0	5段階	2.5	40.0	5.0	3.0	3.7
		ハイタイプ	SAWLH	64.5	57.0	88.5 ~ 98.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	4.0
カーボンウォーカーⅡ	94		WC-3010M	51.5	43.0	77.0 ~ 94.5	8段階	2.5	39.0	—	—	1.65
MgウォーカーⅢ型	94	Sタイプ	—	53.5	44.0	63.0 ~ 74.0	12段階	1.0	35.5	—	—	1.45
		Mタイプ	—	56.0	44.0	74.5 ~ 85.5	12段階	1.0	43.5	—	—	1.55
スライドフィットEX	94	Hタイプ	H-0293CT	58~70	58~61	77.0 ~ 87.0	5段階	2.5	38~46	3.0	3.0	3.9
		Mタイプ	M-0293CT	57~63	53~56	70.0 ~ 80.0	5段階	2.5	35~42	3.0	3.0	3.6
セーフティーアームVタイプウォーカー	94	スタンダード	SAV	63.5	55.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	43.5	7.0	5.0	4.9
		ミニタイプ	SAVS	60.0	53.0	69.5 ~ 79.5	5段階	2.5	40.0	5.0	5.0	4.4
テイクブリトルホーム	94		WAW05	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	5.5
スーディ〈室内用〉カジサボ	94		PN-L70201	51.0	56.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	32.0	6.69	6.69	5.7
ヘルシーワンレジェール	95		H1LR-TR	53.0	52.0	75.5 ~ 84.5	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	3.95
レジェールキャンシット	95		H1LRCS-JBL	52.0	52.0	75.5 ~ 84.5	4段階	3.0	35.0	5.7	5.7	4.6
ヘルシーワンW	95		H1W-HCB	54.0	55.0	84.0 ~ 93.0	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	4.5
ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー	95		H1CSN-REV	57.0	65.0	83.0 ~ 94.0	6段階	2.0	36.0	5.7	5.7	5.1
ヘルシーワンライトカラフル	95		H1LC-FBL	48.0	52.0	79.0 ~ 88.0	4段階	3.0	30.0	5.7	5.7	3.65
テイクブリトルハイⅡ	95		WAW15	52.0	62.5	74.0 ~ 92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.3
シンフォニーS P	96		—	50.0	56.0	78.5 ~ 88.0	4段階	3.0	43.0	5.7	5.7	5.9
シンフォニーSPスリム	96		—	48.0	60.0	77.5 ~ 86.5	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	4.9
アイルウォークα	96		—	51.5	62.0	79.5 ~ 88.5	4段階	3.0	36.5	7.3	7.3	6.4
アイルウォークライト	96		—	48.0	59.0	77.0 ~ 86.0	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	5.1
テイクブリトル	96		HS05	52.0	64.0	65.0 ~ 83.0	7段階	3.0	36.0	7.1	5.9	5.0
テイクブリトルスリム	96		WAW04	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	4.5
ハッピーⅡ	97		117000	55.5	62.0	78.0 ~ 87.0	5段階	2.25	39.0	7.5	7.5	7.7
ハッピーⅡツール	97		117070	58.5	65.5	78.0 ~ 92.0	7段階	2.3	39.0	7.5	7.5	8.0
セーフティーアームロータポケット	97		RS5470	46.0	52.0	74.0 ~ 86.5	6段階	2.3	35.0	8.0	6.0	6.2
ハッピーⅢミニ	97		117093	51.0	58.0	70.5 ~ 84.0	7段階	2.25	33.0	7.0	7.0	6.4
ミケーレ	97		WAG01	53.5	60.5	79.0 ~ 95.0	6段階	3.2	35.0	7.9	5.1	5.9
ミシェル	97		WAW22	48.0	57.5	70.0 ~ 88.0	6段階	3.6	33.0	7.9	5.1	5.6
スーディ〈買物用〉カウサボ	98		PN-L70101	52.0	64.0	70.0 ~ 90.0	9段階	2.5	38.0	7.08	5.9	6.3
ショッピングターン	98		532-325	53.0	73.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	37.5	7.87	7.87	6.1
シンフォニーラクー	98		—	55.0	69.0	85.0 ~ 94.0	4段階	3.0	38.0	7.1	7.1	7.0
シンフォニスリムBOX	98		—	47.5	59.0	79.0 ~ 88.0	4段階	3.0	35.0	5.7	5.7	6.0
テイクブリトルワゴン	98		WAW07	49.5	60.0	67.0 ~ 91.0	9段階	3.0	36.5	5.9	5.9	7.0
セーフティーアームロータSPタイプ	98		RSP	50.0	72.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	39.0	8.0	6.0	8.8
U WalkerⅡ	99		TW-320	57.0	65.5	80.5 ~ 98.0	8段階	2.5	38.5	7.87	7.87	10.0
ジェミノM抑速付き	99		KZ-325121	60.0	65.0	69.0 ~ 88.0	13段階	1.6	47.0	7.8	7.8	8.8
リトルターンⅡ	99		532-295	48.0	65.0	74.0 ~ 96.5	10段階	2.5	32.5	7.8	7.8	6.9
リトルターン抑速付き	99		532-323	50.0	65.0	74.0 ~ 86.0	6段階	2.4	34.0	7.87	7.87	8.5
ハンディウォークL	99		KZ-C21002	60.0	65.0	78.0 ~ 100.0	7段階	3.3	47.0	7.9	7.9	7.1
ジスタ(Zista)	99		WAW33	48.0	60.0	70.0 ~ 91.0	8段階	3.0	34.0	5.9	5.9	5.9
RT.3	100		RT3-01RD	57.0	65.0	74.5 ~ 94.0	7段階	3.0	40.0	7.87	5.91	10.0
RT.2	100		RT2-01CG-T	54.6	74.0	72.5 ~ 85.0	6段階	2.3	35.0	7.64	5.91	9.0
コンパルリハモ	100		NCR-8A-TA	54.5	65.0	82.0 ~ 110.0	10段階	2.9	39.0	8.0	8.0	10.9
ラビットライト	100		WR-7-IW	51.0	57.5	80.0 ~ 105.0	8段階	3.4	38.0	7.0	7.0	8.5
シトレア	100		WAW23	48.0	64.5	77.0 ~ 105.0	10段階	3.2	45.4	7.9	5.9	7.9
テイクブリトルボンベ	101		WAW06	52.0	64.0	74.0 ~ 92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.6
テイクブリトルホームF	101		WAW18	47.5	65.0	73.5 ~ 100.5	10段階	3.0	27.5	5.9	5.9	7.8
アルコー1型	101	1型	100001	57.0	70.0	92.0 ~ 112.0	6段階	3.5	39.0	4.0	4.0	13.0
アルコー1S型	101	1S型	100415	51.5	57.0	87.5 ~ 107.5	6段階	3.5	34.5	4.0	4.0	12.4
らくらくウォーカー(6輪)	101		SM-40	55~65	72.5	86.0 ~ 120.0	無段階	—	33~43	4.0	4.0	14.4
室内用歩行器パソラ	101		KZ-326100	63.7	66.8	78.0 ~ 105.0	無段階	—	約30	4.0	4.0	12.0
アルコークローパーG	101		100629	52.5	52.5	79.0 ~ 106.0	無段階	—	46.2	4.0	4.0	12.2

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。