自立歩行が可能な方が外出する際に大きな手助け

シルバーカーのタイプ別

コンパクトタイプ

軽量・コンパクトで持ち 運びに便利。電車やバス の利用機会が多い方に おすすめです。





ミドルタイプ

軽量で安定感があり、適 度な大きさと収納力があ ります。お散歩や買い物 と幅広く使えます。

持ち運び	収納	安定性



ボックスタイプ

全体の幅が広く、車輪も大きいため最も安定性に優れます。収納スペースが大きく、買い物にも最適です。

持ち運び	収納	安定性
\triangle		



@#12P

持ち手高さの目安

一般的に、肘を30°~45°程度に曲げた高さが押しやすい高さとなります。 持ち手の高さが合わないと、姿勢が悪くなったり歩行が不安定になります。



前輪キャスター の違い



シングル

直進性に優れる。軽量なタ イプに多い。



ダブル

操作時の横ブレが少ない。 路面の溝や穴に落ちにくい 安定タイプ。 キャスターは、大きく分けて3種類あります。

前輪キャスターにあるツマミで簡単に切替が出来ます。



直進 固定



左右 首振り 3WAY

360° 回転

3WAYタイプ

直進固定、左右首ふり、360°回転の3つの角度より選択できるタイプ。

2WAYタイプ

直進固定・左右首ふり。又は直進固定・360°回転の2つの角度より選択できるタイプ。


1WAYタイプ

直進固定のみ。又は360°回転のみのタイプ。

歩行器の種類

歩行車

左右の歩行バランスを保ちやすいタイプで す。グリップ形状や車輪の大きさなど様々な タイプがあります。 **★**



主に屋内で使用します。病院や施設内でよく 見かけるタイプです。掌で体重支持が出来 ない場合などに使用します。



歩行器

屋内の歩行補助に適しています。1本杖、多 点杖での歩行が不安定な方も安心して安定 した歩行が行えるようになります。



■横押しカート 一覧表

TRITON I SEX											
掲載	掲載ページ 商品名	定価 (税抜)	幅 (cm)	奥行 (cm)	ハンドル		重量	キャスター		ブレーキ	
ページ					高さ(cm)	段階調節	(kg)	切替	角度調整	手元	駐車
42-1	シテーロ D-686 M18	27,500円	29	19	46 ~ 92	5	2.4	1WAY	360°		0
42-1	シテーロ D-686 L21	29,000円	30	22	55 ~ 90	6	2.5	1WAY	360°		0
42-2	ルバンド D-675 TS18	26,000円	26	19	48 ~ 87	5	2.1	1WAY	360°		0
42-3	アイカートフリー No.835	29,800円	32.6	23	64.8 ~ 86	5	2.8	1WAY	360°	0	0
42-4	アイカートネオ No.833	27,800円	38	21	64.8 ~ 86	5	2.6	2WAY	0° • 45°	0	0
42-5	メロディ スムーズ	24,300円	30.5	23.5	68 ~ 84	5	2.5	1WAY	360°		0
42-6	メロディ スムーズ グランデ	25,500円	37	23.5	68 ~ 84	5	2.5	1WAY	360°		0
42-7	メロディ プリモ(右用・左用)	27,000円	36.5	24	72 ~ 84	4	2.5	2WAY	0° • 50°	0	0
42-8	メロディ トートグレイス	25,000円	39	23.5	68 ~ 84	5	2.7	1WAY	360°		
42-9	キャリーライトSN (ブラック)	28,000円	36.5	23.5	66.5 ~ 86.5	6	2.6	2WAY	0° • 35°	0	0
42-9	キャリーライトSN(ペイズリーブルー・タータングリーン)	30,000円	36.5	23.5	66.5 ∼ 86.5	6	2.6	2WAY	0° • 35°	0	0
42-10	aカートショッピングキャリー WCC15	15,800円	32	22.5	64.5 ~ 87.5	6	2.3	1WAY	360°		