

自立歩行が可能な方が外出する際に大きな手助け

シルバーカーのタイプ別

コンパクトタイプ

軽量・コンパクトで持ち運びに便利。電車やバス
の利用機会が多い方に
おすすめです。

持ち運び	収納	安定性
◎	△	○



ミドルタイプ

軽量で安定感があり、適
度な大きさと収納力があ
ります。お散歩や買い物
と幅広く使えます。

持ち運び	収納	安定性
○	○	○



ボックスタイプ

全体の幅が広く、車輪も大
きいため最も安定性に優
れます。収納スペースが大
きく、買い物にも最適です。


持ち運び	収納	安定性
△	◎	○



ポイント

持ち手高さの目安

一般的に、肘を30°～45°程度に曲げ
た高さが押しやすい高さとなります。
持ち手の高さが合わない、姿勢が悪
くなったり歩行が不安定になります。



前輪キャスター の違い



シングル
直進性に優れ
る。軽量なタ
イプに多い。



ダブル
操作時の横ブレ
が少ない。
路面の溝や穴
に落ちにくい
安定タイプ。

キャスターは、大きく分けて3種類あります。

前輪キャスターにあるツマミで簡単に切替が出来ます。



**1WAY 直進
固定**



**2WAY 左右
首振り**



**3WAY 360°
回転**

3WAYタイプ

直進固定、左右首振り、360°回転の3つの角度より選択できるタイプ。

2WAYタイプ

直進固定・左右首振り。又は直進固定・360°回転の2つの角
度より選択できるタイプ。

1WAYタイプ

直進固定のみ。又は360°回転のみのタイプ。

歩行器の種類

歩行車

左右の歩行バランスを保ちやすいタイプで
す。グリップ形状や車輪の大きさなど様々な
タイプがあります。




歩行器(馬蹄型)

主に屋内で使用します。病院や施設内でよく
見かけるタイプです。掌で体重支持が出来
ない場合などに使用します。



歩行器

屋内の歩行補助に適しています。1本杖、多
点杖での歩行が不安定な方も安心して安定
した歩行が行えるようになります。



■横押しカート 一覧表

掲載 ページ	商品名	定価 (税抜)	幅 (cm)	奥行 (cm)	ハンドル		重量 (kg)	キャスター		ブレーキ	
					高さ (cm)	段階調節		切替	角度調整	手元	駐車
42-1	シテロ D-686 M18	27,500円	29	19	46～92	5	2.4	1WAY	360°		○
42-1	シテロ D-686 L21	29,000円	30	22	55～90	6	2.5	1WAY	360°		○
42-2	ルバンド D-675 TS18	26,000円	26	19	48～87	5	2.1	1WAY	360°		○
42-3	アイカートフリー No.835	29,800円	32.6	23	64.8～86	5	2.8	1WAY	360°	○	○
42-4	アイカートネオ No.833	27,800円	38	21	64.8～86	5	2.6	2WAY	0°・45°	○	○
42-5	メロディ スムーズ	24,300円	30.5	23.5	68～84	5	2.5	1WAY	360°		○
42-6	メロディ スムーズ グランデ	25,500円	37	23.5	68～84	5	2.5	1WAY	360°		○
42-7	メロディ プリモ(右用・左用)	27,000円	36.5	24	72～84	4	2.5	2WAY	0°・50°	○	○
42-8	メロディ トートグレイス	25,000円	39	23.5	68～84	5	2.7	1WAY	360°		
42-9	キャリーライトSN (ブラック)	28,000円	36.5	23.5	66.5～86.5	6	2.6	2WAY	0°・35°	○	○
42-9	キャリーライトSN (バズリブルー・タータングリーン)	30,000円	36.5	23.5	66.5～86.5	6	2.6	2WAY	0°・35°	○	○
42-10	aカートショッピングキャリー WCC15	15,800円	32	22.5	64.5～87.5	6	2.3	1WAY	360°		