



抗菌マット

ダストコントロール機能+バクテリアコントロール機能を兼ね備えたマットです。

■素材：ポリエステル(抗菌剤練り込み)

【希望ユーザー価格】

■2週間レンタル料



サイズ (cm)	
S (約75×87)	1,100円 (税込1,188円)
M (約87×147)	1,700円 (税込1,836円)
W (約147×172)	2,800円 (税込3,024円)



グレー

抗菌剤である銀ゼオライトをパイル及びラバー部に練り込む事によりMRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) はじめ、広範囲の細菌、カビ類にすぐれた抗菌効果を持たせました。

●生菌数測定結果

検体	試験菌	接種直後	5時間後	抑制率
抗菌繊維	MRSA	7.4×10^4	8	99.99%
	肺炎桿菌	5.3×10^4	25	99.95%
抗菌ラバー	MRSA	17×10^5	<10	99.99%



消毒剤含浸用マット

靴底の雑菌を除菌するマットです。病院や食品工場等の清潔区域の入口にオススメです。

■素材：アクリル(抗菌剤練り込み)

【希望ユーザー価格】


■1週間レンタル料



サイズ (cm)	
M (約89×149)	1,700円 (税込1,836円)
W (約149×174)	3,200円 (税込3,456円)
3W (約149×259)	4,850円 (税込5,238円)

1 拭き取りタフト

進行方向において、拭き取りタフト部分①③で靴底の汚れを落とします。



5 ゴムベース

抗菌剤を練り込んだラバーでできており、タフト部分①②③と一体です。

4 インジケータラベル

インジケータラベルは、色変化により消毒剤含浸部分の消毒剤残存率(保水率)が確認できます。消毒剤を含浸すると、インジケータラベルがグリーン色になり、消毒剤が減少すると(保水率40%の状態)ホワイト色に変化します。この色変化により、消毒剤の散布時期を知らせます。(このマットによる消毒剤の除菌効果は、保水率40%以上が目安となります。)

2 消毒剤含浸タフト

消毒剤が含浸されているので踏むたびに靴底が除菌されます。



3 拭き取りタフト

靴底についた消毒液を拭き取ります。

消毒剤含浸前
(保水率40%未満)



消毒剤含浸後



スリムマット

厚さ約6mmと従来マットの約1/2を実現しました。薄型設計ですので、ドアの下隙間が狭くてもドアの開閉がスムーズに行うことができます。

■素材：ポリエステル

【希望ユーザー価格】

■2週間レンタル料



サイズ (cm)	
S (約75×87)	950円 (税込1,026円)
M (約87×147)	1,600円 (税込1,728円)
WS (約117×172)	2,200円 (税込2,376円)



グレー



エコマーク商品
認定番号08128035